



XenoSure® ウシ心膜パッチ



大腿動脈、大腿静脈の修復に

ORDERING INFORMATION

幅 長さ 製品番号 JANコード

ウシ心膜パッチ XenoSure 10 cm 16 cm 10P16-J 4571191913425

※厚み 0.35mm - 0.75mm

この仕様は保障されたものではありません。製品の向上のために予告なしにかわることがございます。
詳細は担当営業にご確認ください。

【警告】

1. 本品の移植後、ウシ心のう膜組織に対する異物反応や合併症（壊死・感染）を、引き起こす可能性がある。

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止、再滅菌禁止

【使用目的又は効果】

- ・次の部位の修復または手技に使用する
大腿動脈
大腿静脈

※保管方法に関する注意事項

- ・本品は冷暗所で蛍光灯、日光、科学物質から離れた場所に保管し、早期劣化を防ぐこと。
- ・本品を0°C以下の温度で放置しないこと
(冷凍は、本品の組織を損傷させて、使用に適さない状態にする為)。

ご使用の際は、製品の添付文書を必ずお読みください。



特定保険医療材料機能区分
組織代用人工繊維布 心血管系用・心血管修復パッチ一般用
販売名：ウシ心膜パッチ XenoSure
医療機器承認番号：30200BZX00135000

レメイト・バスキュラー合同会社
〒102-0074
東京都千代田区九段南2-9-4
久保寺ツインタワービル1F

Tel. 03-5215-5681
Fax. 03-5215-5682
<https://lemaitre-japan.co.jp>