

Syntel® 血栓除去用カテーテル Python® スルルルーメン カテーテル

レメイトの血栓除去カテーテル製品群に新しい製品が加わりました。

ラテックスフリーのSyntel 血栓除去カテーテルとPython スルルルーメンカテーテルです。

ORDERING INFORMATION

バルーン直径	バルーン容量	カテーテル径	色	長さ	製品番号	JANコード
Syntel® 血栓除去用カテーテル						
4 mm	0.08 ml	2F	■	60 cm	A4F00	4571191913241
4 mm	0.08 ml	2F	■	80 cm	A4F01*	4571191913395
6 mm	0.20 ml	3F	■	40 cm	A4F02	4571191913258
6 mm	0.20 ml	3F	■	80 cm	A4F03	4571191913265
9 mm	0.75 ml	4F	■	40 cm	A4F04	4571191913272
9 mm	0.75 ml	4F	■	80 cm	A4F05	4571191913289
11 mm	1.50 ml	5F	□	80 cm	A4F06	4571191913296
13 mm	2.00 ml	6F	■	80 cm	A4F07*	4571191913401
14 mm	2.50 ml	7F	■	80 cm	A4F08*	4571191913418

* 印の製品は受注発注品です。詳細はお問い合わせ下さい。



Syntel 血栓除去用カテーテル

バルーン直径	バルーン容量	カテーテル径	色	長さ	製品番号	JANコード
Python® スルルルーメン カテーテル (0.035"ガイドワイヤー、6F シース使用可能)						
5 mm	0.15 ml	5F	□	40 cm	A4E01	4571191913302
5 mm	0.15 ml	5F	□	80 cm	A4E02	4571191913319
9 mm	0.50 ml	5F	□	40 cm	A4E03	4571191913326
9 mm	0.50 ml	5F	□	80 cm	A4E04	4571191913333
11 mm	0.90 ml	5F	□	40 cm	A4E05	4571191913340
11 mm	0.90 ml	5F	□	80 cm	A4E06	4571191913357
13 mm	1.40 ml	5F	□	40 cm	A4E07	4571191913364
13 mm	1.40 ml	5F	□	80 cm	A4E08	4571191913371
14 mm	1.60 ml	5F	□	80 cm	A4E09	4571191913388

この仕様は保障されたものではありません。製品の向上のために予告なしに変わることがございます。詳細は担当営業にご確認ください



Python スルルルーメン カテーテル

- ・使用前に必ず添付文書をお読み下さい。
- ・再使用・再滅菌禁止

Syntel 血栓除去用カテーテル

特定保険医療材料機能区分

2F: 血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 極細型

3F-7F: 血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 一般型

販売名: Syntel 血栓除去カテーテル

医療機器認証番号: 229AGBZX00036Z00

Python スルルルーメン カテーテル

特定保険医療材料機能区分

血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き ダブルルーメン

販売名: Python スルルルーメン カテーテル

医療機器認証番号: 21600BZY00628Z00

レメイト・バスキュラー合同会社

〒102-0074

東京都千代田区九段南2-9-4

久保ツインタワービル1F

Tel. 03-5215-5681

Fax.03-5215-5682