


# プルット F3<sup>®</sup>-S カロチッド・シャント




レメイトのカロチッドシャント製品に新しい製品が加わりました。  
総頸動脈側のインフレーションルーメン、バルーンおよび深度マーカを青色にして識別を  
容易にしました。

チューブ部分とバルーンはポリウレタンです。

※本品には過膨張防止用の圧調整用バルーン及びセーフティスリーブは付いておりません。

## ORDERING INFORMATION

	直径	長さ	製品番号	JANコード
<b>プルット・F3-S・アウトライン・カロチッド・シャント</b>				
アウトラインシャント (T-ポート付)	8F	31 cm	2015-10	4571191913173
アウトラインシャント (T-ポート付)	9F	31 cm	2014-10	4571191913166



この仕様は保障されたものではありません。製品の向上のために予告なしに変わることがございます。詳細は担当営業にご確認ください。

### 【警告】

- ・ 空気やガスでバルーンを膨張させないこと。[空気塞栓の恐れがある為]
- ・ バルーンの膨張は推奨最大容量を超えないこと。[バルーンの破裂、カテーテルの破損、血管損傷の恐れがある為]
- ・ 血管内でカテーテルを移動させる時は、バルーンを収縮させてからゆっくりと行うこと。血管内でのカテーテルの操作は慎重に行い、操作中に少しでも抵抗を感じた場合は、操作を中断し、過度な力を加えずにバルーンを収縮させた状態でカテーテルの前進/引き抜きを行うこと。[バルーンの破裂、カテーテルの破損、血管損傷の恐れがある為]

### 【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止、再滅菌禁止

販売名：プルット F3-S カロチッドシャント  
医療機器承認番号：22900BZX00171000

レメイト・バスキュラー合同会社  
〒102-0082  
東京都千代田区一番町16-1  
共同ビル一番町1F

Tel. 03-5215-5681  
Fax. 03-5215-5682  
<https://lemaitre-japan.co.jp/>

