

## オーダインフォメーション

バルーン直径	バルーン容量	カテーテル径	色	長さ	製品番号	JANコード
<b>Syntel™ シリコンシングルルーメン血栓除去カテーテル</b>						
4 mm	0.05 mL	2F	■	60 cm	e1801-26	4571191913753
6 mm	0.20 mL	3F	■	40 cm	e1801-34	4571191913760
6 mm	0.20 mL	3F	■	80 cm	e1801-38	4571191913777
9 mm	0.60 mL	4F	■	40 cm	e1801-44	4571191913784
9 mm	0.60 mL	4F	■	80 cm	e1801-48	4571191913791
11 mm	1.00 mL	5F	□	80 cm	e1801-58	4571191913814
13 mm	1.60 mL	6F	■	80 cm	e1801-68	4571191913838
14 mm	1.75 mL	7F	■	80cm	e1801-78	4571191913852

## Syntel™シリコンオーバーザワイヤー血栓除去カテーテル

バルーン直径	バルーン容量	カテーテル径	色	長さ	製品番号	JANコード
(.035"ガイドワイヤー、6F シース使用可能)						
5 mm	0.15 ml	5F	□	40 cm	A4E01	4571191913302
5 mm	0.15 ml	5F	□	80 cm	A4E02	4571191913319
9 mm	0.50 ml	5F	□	40 cm	A4E03	4571191913326
9 mm	0.50 ml	5F	□	80 cm	A4E04	4571191913333
11 mm	0.90 ml	5F	□	40 cm	A4E05	4571191913340
11 mm	0.90 ml	5F	□	80 cm	A4E06	4571191913357
13 mm	1.40 ml	5F	□	80 cm	A4E08	4571191913371
14 mm	1.60 ml	5F	□	80 cm	A4E09	4571191913388

バルーン長	バルーン直径	シャフト	有効長	製品番号	JANコード
<b>プルット アオルティック・オクルージョン・カテーテル</b>					
43mm	12F	24 cm	2100-12J	4571191913708	

バルーン長	バルーン直径	シャフト	有効長	製品番号	JANコード
<b>プルット イリゲーション オクルージョン・カテーテル</b>					
18mm	9F	23 cm	2102-09	4571191912862	

バルーン長	バルーン直径	シャフト	有効長	製品番号	JANコード
<b>プルット スモール オクルージョン・カテーテル</b>					
7mm	3F	27 cm	2103-36	4571191912831	
9mm	4F	27 cm	2103-46	4571191912848	
11mm	5F	27 cm	2103-56	4571191912855	

バルーン長	バルーン直径	シャフト	有効長	製品番号	JANコード
<b>ディスタル パフュージョン・カテーテル</b>					
1.5 cm	18mm	12F	24 cm	2105-15J	4571191913692

この仕様は保障されたものではありません。製品の向上のために予告なしにかわることがございます。詳細は担当営業にご確認ください。



## オーダインフォメーション

### TufTex®シングルルーメン血栓除去カテーテル

在庫終了次第でJ付品番へ切り替わります。

バルーン直径	バルーン容量	カテーテル径	色	長さ	ガイドワイヤー推奨サイズ	製品番号	JANコード
4.5 mm	0.05 mL	2F	■	40 cm		1601-24	4571191912015
4.5 mm	0.05 mL	2F	■	60 cm		1601-26	4571191912022
8.0 mm	0.20 mL	3F	■	40 cm		1601-34	4571191912046
8.0 mm	0.20 mL	3F	■	80 cm		1601-38	4571191912053
10.5 mm	0.75 mL	4F	■	40 cm		1601-44	4571191912060
10.5 mm	0.75 mL	4F	■	80 cm		1601-48	4571191912077
13.0 mm	1.50 mL	5F	□	80 cm		1601-58	4571191912091
13.5 mm	1.60 mL	6F	■	80 cm		1601-68	4571191912114
14.0 mm	1.75 mL	7F	■	80 cm		1601-78*	4571191912138

バルーン直径	バルーン容量	カテーテル径	色	長さ	ガイドワイヤー推奨サイズ	製品番号	JANコード
4.5 mm	0.05 mL	2F	■	40 cm		1601-24J	4571191913470
4.5 mm	0.05 mL	2F	■	60 cm		1601-26J	4571191913487
8.0 mm	0.20 mL	3F	■	40 cm		1601-34J	4571191913494
8.0 mm	0.20 mL	3F	■	80 cm		1601-38J	4571191913500
10.5 mm	0.75 mL	4F	■	40 cm		1601-44J	4571191913517
10.5 mm	0.75 mL	4F	■	80 cm		1601-48J	4571191913524
13.0 mm	1.50 mL	5F	□	80 cm		1601-58J	4571191913531
13.5 mm	1.60 mL	6F	■	80 cm		1601-68J	4571191913548
14.0 mm	1.75 mL	7F	■	80 cm		1601-78J*	4571191913555

\* 印の製品は受注発注品です。詳細はお問い合わせ下さい。

### TufTex®オーバーザワイヤー血栓除去カテーテル

標準的なガイドワイヤーサイズとの互換性があります。ストップコックとシリンジが含まれます。

在庫終了次第でJ付品番へ切り替わります。

バルーン直径	バルーン容量	カテーテル径	色	長さ	ガイドワイヤー推奨サイズ	製品番号	JANコード
6 mm	0.20 mL	3F	■	40 cm	.018"	1651-34	4571191910912
6 mm	0.20 mL	3F	■	80 cm	.018"	1651-38	4571191910929
10 mm	0.75 mL	4F	■	40 cm	.025"	1651-44	4571191910936
10 mm	0.75 mL	4F	■	80 cm	.025"	1651-48	4571191910943
12 mm	1.50 mL	5F Plus	□	40 cm	.035"	1651-84	4571191911018
12 mm	1.50 mL	5F Plus	□	80 cm	.035"	1651-88	4571191911025
13 mm	1.60 mL	6F	■	40 cm	.035"	1651-64	4571191910974
13 mm	1.60 mL	6F	■	80 cm	.035"	1651-68	4571191910981
14 mm	1.75 mL	7F	■	80 cm	.038"	1651-78	4571191911001

バルーン直径	バルーン容量	カテーテル径	色	長さ	ガイドワイヤー推奨サイズ	製品番号	JANコード
6 mm	0.20 mL	3F	■	40 cm	.018"	1651-34J	4571191913562
6 mm	0.20 mL	3F	■	80 cm	.018"	1651-38J	4571191913579
10 mm	0.75 mL	4F	■	40 cm	.025"	1651-44J	4571191913586
10 mm	0.75 mL	4F	■	80 cm	.025"	1651-48J	4571191913593
12 mm	1.50 mL	5F Plus	□	40 cm	.035"	1651-84J	4571191913630
12 mm	1.50 mL	5F Plus	□	80 cm	.035"	1651-88J	4571191913647
13 mm	1.60 mL	6F	■	40 cm	.035"	1651-64J	4571191913609
13 mm	1.60 mL	6F	■	80 cm	.035"	1651-68J	4571191913616
14 mm	1.75 mL	7F	■	80 cm	.038"	1651-78J	4571191913623

レメイト・バスキュラー合同会社

〒102-0082

東京都千代田区一番町16-1

共同ビル一番町1F

T +81 (0)3-5215-5681

F +81 (0)3-5215-5682

LeMaitre Vascular, Inc.

63 Second Avenue

Burlington, MA 01803

USA

T +1 781 221 2266

F +1 781 221 2223

LeMaitre Vascular GmbH

Otto-Volger-Str. 5a/b

65843 Sulzbach/Ts.

Germany

T +49 6196 659230

F +49 6196 527072

LeMaitre Pte. Ltd.

138 Robinson Road

#12-02 Oxley Tower

068906

Singapore

T +65 6813 0281



<https://lemaitre-japan.co.jp/>

# 血栓除去カテーテル & オクルージョンカテーテル



Expect Reliability  
Make it LeMaitre®


## 血栓除去用カテーテル & オクルージョンカテーテル製品一覧

レメイト・バスキュラー社は、血管手術の様々なニーズにお応えする血栓除去用カテーテル及びオクルージョンカテーテルを幅広いラインアップでご提供します。シングルルーメン及びオーバーザワイヤーのカテーテルを、ラテックス製、シリコン製のいずれもご用意しているほか、オクルージョンカテーテルやパフュージョンカテーテルも取り揃えております。血管用製品なら、当社の製品を、ご用命ください。



### 血栓除去用カテーテル

**TufTex®**  
シングルルーメン血栓除去カテーテル



耐破裂性に優れたバルーンで、術者のフラストレーションを軽減し、安全性を高めます。

**TufTex®**  
オーバーザワイヤー血栓除去カテーテル



標準的なガイドワイヤーと互換性があり、挿入、造影、灌流を行えるカテーテルです。薬液注入、吸引にも使用することができます。

**Syntel™**  
シリコンシングルルーメン血栓除去カテーテル



ラテックス過敏症の方にもご使用いただけるシリコン製バルーンカテーテルです。

**Syntel™**  
シリコンオーバーザワイヤー血栓除去カテーテル



カテーテルボディ径は全て共通の5Fr、ガイドワイヤー推奨径は0.035インチ、6Fシースイントロデューサーが使用可能なカテーテルです。左右対称に拡張するシリコンバルーンで、触覚フィードバックも得られます。

TufTex シングル・ルーメン血栓除去カテーテル  
特定保険医療材料機能区分  
2F: 血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 極細型  
3F-7F: 血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 一般型  
販売名: 血栓除去カテーテル  
医療機器認証番号: 16000BZY00913000

TufTex オーバーザワイヤー血栓除去カテーテル  
特定保険医療材料機能区分  
血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き ダブルルーメン  
販売名: オーバーザワイヤー血栓除去カテーテル  
医療機器認証番号: 21900BZY00046000

Syntel シリコンシングルルーメン血栓除去カテーテル  
特定保険医療材料機能区分  
2F: 血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 極細型  
3F-7F: 血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 一般型  
販売名: ノバジル血栓除去カテーテル  
医療機器承認番号: 21600BZY00302000

Syntel シリコンオーバーザワイヤー血栓除去カテーテル  
特定保険医療材料機能区分  
血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き ダブルルーメン  
販売名: Python スルールーメン カテーテル  
医療機器認証番号: 21600BZY00628Z00

### オクルージョンカテーテル

プルット アオルティック・オクルージョンカテーテル




血管を一時閉塞して、腹部大動脈瘤破裂や急性漏出をコントロールします。大動脈瘤の切除や鉗子による遮断が困難あるいは時間がかかる、大動脈瘤への到達が困難、大動脈の石灰化で鉗子による遮断が適さない場合のデバイスです。

プルット イリゲーションオクルージョンカテーテル




腸骨動脈（総腸骨動脈は除く）、大腿動脈、膝下動脈用に設計されたカテーテルで、血管内腔を効果的に閉塞させ、灌流も行えます。

プルット スモールオクルージョンカテーテル



より小径の血管にはこの柔らかく曲げやすいバルーンカテーテルを使用すると、遮断や結索を行わなくても、血管を傷つけることなく血管を閉塞させることができます。脛骨動脈、膝窩動脈、腰部動脈、腹腔動脈など、より小径の動脈における出血コントロールや、動脈瘤修復術中の血管閉塞に適するカテーテルです。

ディスタルパフュージョンカテーテル



開胸開腹によるTAAA又はAAA手術中に内臓動脈の末梢灌流を行うのに適したカテーテルです。体外又は体内の循環回路に接続し、バルーン側を患者の血管に挿入します。

プルット アオルティック・オクルージョン・カテーテル  
特定保険医療材料機能区分  
血管内手術用カテーテル オクリュージョンカテーテル 特殊型  
販売名: 血管閉塞用カテーテル  
医療機器承認番号: 20800BZY00236000

プルット イリゲーション オクリュージョン・カテーテル  
特定保険医療材料機能区分  
血管内手術用カテーテル オクリュージョンカテーテル 標準型  
販売名: レメイト イリゲーション・オクリュージョンカテーテル  
医療機器認証番号: 22600BZX00001000

プルット スモール オクリュージョン・カテーテル  
特定保険医療材料機能区分  
血管内手術用カテーテル オクリュージョンカテーテル 標準型  
販売名: レメイト スモールオクリュージョンカテーテル  
医療機器認証番号: 22500BZX00098000

ディスタル パフュージョン・カテーテル  
特定保険医療材料機能区分  
血管内手術用カテーテル オクリュージョンカテーテル 標準型  
販売名: レメイト ディスタルパフュージョンカテーテル  
医療機器認証番号: 22600BZX00156000

